

Checkliste Verbandskasten DIN 13169

Tipp: Überprüfen Sie Ihren Erste-Hilfe-Koffer am besten einmal im Halbjahr.

Checkliste zur einfachen Kontrolle der Erste-Hilfe-Materialien

1. Füllen Sie im blauen Feld die gewünschte Anzahl ein

2. Bestellen Sie einfach mit der online Checkliste ([hier klicken](#))



Erste-Hilfe-Welt.de

Anzahl	Vorgegeben	Artikel
		Allgemeine Erste-Hilfe-Artikel
	4	<u>Dreiecktuch</u>
	4	<u>Einmalhandschuhe Vinyl (paar)</u>
	1	<u>Erste-Hilfe- Kreuz Aufkleber 10 x 10 cm</u>
	1	<u>Erste-Hilfe-Schere 18 cm</u>
	1	<u>Farbschlüssel</u>
	4	<u>Folienbeutel verschließbar 30 cm x 40 cm</u>
	2	<u>Heftpflaster 2,5 cm x 5m</u>
	2	<u>Kälte-Sofortkomresse</u>
	1	Inhaltsangabe
	2	<u>Rettungsdecke 160 cm x 210 cm</u>
	1	<u>Vliesstofftuch (10 Stück)</u>
		Pflastersortiment
	8	<u>Fingerkuppenverband</u>
	8	<u>Fingerverband 2 cm x 18 cm</u>
	24	<u>Standard Pflaster</u>
	16	<u>Wundschnellverband (Pflasterstreifen)</u>
		Allgemeine Verbandsartikel
	4	<u>Augenkomresse 5,5 cm x 7 cm</u>
	4	<u>Fixierbinde 6 cm x 4 m</u>
	4	<u>Fixierbinde 8 cm x 4 m</u>
	2	<u>Verbandpäckchen DIN, klein</u>
	6	<u>Verbandpäckchen DIN, mittel</u>
	2	<u>Verbandpäckchen DIN, groß</u>
	2	<u>Verbandtuch 60 cm x 80 cm</u>
	12	<u>Wundkomresse 10 cm x 10 cm</u>

Tipps zur Kontrolle

- Sie sollten Ihren Verbandskasten regelmäßig kontrollieren (min. 2 x per Jahr)
- Unsere Verbandskästen **entsprechen den DIN-Normen**
- Ihr Verbandskasten sollte in **100 Metern erreichbar** sein & nicht weiter als eine Etage entfernt
- Der Verbandskasten sollte **gut sichtbar** sein
- Verbandsmaterialien sind durchschnittlich **4 Jahre haltbar**